



recreo™

العلاج - بسيط، سريع، وآمن

الخطوة 1 - اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

الخطوة 2 - استخدمي يدك لتفريق الشعرات بعضها عن بعض لكشف فروة الرأس. ضعي ريكريو على فروة الرأس. تساعد الأسنان على تفريق الشعرات بسهولة.

الخطوة 3 - ابتدئي في الجهة الأمامية من رأسك وحركي جهاز ريكريو على منطقة فروة الرأس بكاملها.

الخطوة 4 - عندما يصدر ريكريو إشارة صوتية (كل 4 ثوانٍ) أبعدي الجهاز عن فروة الرأس وانتقلي إلى موضع آخر حيث يوجد خط افتراق للشعر.

الخطوة 5 - حركي ريكريو من جانب إلى آخر.

الخطوة 6 - كرري الخطوة 1 إلى 5 إلى أن تكلمي العلاج (8 دقائق).

لا تستخدمي جهاز ريكريو أكثر من 8 دقائق كل مرة، 3 مرات في الأسبوع.