



recreo™



Tratamiento: Simple, Rápido y Seguro

PASO 1 - Presione el botón de encendido.

PASO 2 - Use la mano para dividir su cabello y exponer su cuero cabelludo. Coloque **Recreo** en el cuero cabelludo. Las cerdas ayudan a separar el cabello fácilmente.

PASO 3 - Comience en la parte delantera de su cabeza y mueva el dispositivo de **Recreo** a través de su cuero cabelludo.

PASO 4 - Cuando Recreo emite un pitido (cada 4 segundos), retire el dispositivo de su cuero cabelludo y muévelo a otra raya.

PASO 5 - Mueva el **Recreo** lateralmente.

PASO 6 - Repita desde el Paso 1 al Paso 5 hasta que termine el tratamiento (8 minutos).

NO use el dispositivo Recreo por más de 8 minutos a la vez, 3 veces por semana.