



recreo™



การรักษา - ง่ายตาย รวดเร็ว และปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 1 - กดปุ่มเปิด/ปิด

ขั้นตอนที่ 2 - ใช้มือแสกมออกเพื่อเปิดให้เห็นหนังศีรษะของคุณ วาง **Recreo** บนหนังศีรษะ ขนแปรงจะช่วยให้แยกเส้นผมได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 - เริ่มที่ด้านหน้าของศีรษะ ให้เลื่อนอุปกรณ์ **Recreo** ไปทั่วทั้งหนังศีรษะของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 - เมื่อ **Recreo** ส่งเสียงเตือน (ทุก 4 วินาที) ให้ดึงอุปกรณ์ ออกจากหนังศีรษะ แล้วเลื่อนไปที่แนวรอยแสกมอื่น

ขั้นตอนที่ 5 - เลื่อน **Recreo** ไปทางด้านข้าง

ขั้นตอนที่ 6 - ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5 จนเสร็จสิ้นการรักษา (8 นาที)

ห้ามใช้อุปกรณ์ Recreo เป็นเวลานานกว่า 8 นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง